

exocad[®] DentalCAD

Die exocad DentalCAD Software ist eines der am weitesten entwickelten Konstruktions- Softwarepakete im dentalen CAD Bereich. Vom Management des Auftragsdurchlaufes bis zur Präparation und Konstruktion der Restauration bietet diese Software eine hochwertige Komplettlösung für den Zahntechniker. Das neue „multi tool interface“ setzt einen neuen Standard in der 3-D Modellation.

breiter Indikationsbereich

Schon in der Basis-Version, deckt die exocad Software einen breiten Indikationsbereich ab. Das macht sie zu einer attraktiven Wahl für CAD Experten, ebenso wie für den Neueinsteiger. Die Basisversion beinhaltet:

- voll anatomische Kronen und Brückenglieder
- Verblendkronen und Brückenglieder
- Inlays, Onlays und Veneers
- digitales Verarbeiten und Übertragen eines Waxups
- Primärteleskope

Implantat Modul

Das exocad Implantat Modul ist ein Erweiterungsmodul für Ihre Basisversion. Mit diesem Modul können Sie individuelle Abutments und verschraubte Brücken konstruieren. Dieses exocad Modul enthält bereits die Implantat Datenbanken von Zfx und nt-trading. Die Erstellung individueller Abutments ist unkompliziert und leicht erlernbar.



verschraubte Brücken und Stege

Kronen, Brücken und Stegkonstruktionen lassen sich mit diesem Erweiterungsmodul sehr einfach realisieren. Mit dem integrierten Schraubkanal-Designer wird die Konstruktion so gestaltet, dass der spätere Auftrag von Keramik erleichtert und das Risiko von Sprüngen minimiert wird.

virtueller Artikulator

Dieses Erweiterungsmodul ermöglicht dem Anwender die Modelle in eine dynamische Okklusion zu setzen und die Kondylenbahn-Neigung, den Bennet-Winkel und die Seitwärtsbewegungen einzustellen. Die Positionierung der Gipsmodelle kann in den virtuellen Artikulator übertragen werden und somit individuell auf die Werte des Patienten angepasst werden.