

## **CopraSpeedTec Wachs-Fräsrohlinge**

ist ein rückstandsfrei verbrennbares, Kunststoff vergütetes Wachsblank für die CNC-Frästechnik, zur Herstellung von Kronen und Brücken mittels Gusstechnik.

CopraSpeedTec ist besonders kantenstabil und erlaubt extrem schnelle Fräsgeschwindigkeiten bei höchster Präzision. Blanks mit 28mm Höhe eignen sich besonders für die Implantattechnik.



## **CopraWax Wachs-Fräsrohlinge**

CopraWax ist ein rückstandsfrei verbrennbares Wachsblank für die CNC-Frästechnik zur Herstellung von Kronen und Brücken mittels Gusstechnik.

