

CopraTi-2 & CopraTi-5 Titan

CopraTi-2 Reintitan-Fräsrohlinge Grade 2

ist ein Fräsblank aus hochwertigem Reintitan (Grade 2) für die CAD/CAM Technik. Dieses Material garantiert gleich bleibende Qualität und eignet sich für die Kronen- und Brückentechnik im Front- und Seitenzahnbereich. Es können alle handelsüblichen Aufbrennkeramiken für Titan verwendet werden.

CopraTi-2 ist biokompatibel und entspricht den Normen:
DIN ISO 5832-2 Herstellung und Prüfung gemäß
DIN EN ISO 13485 / DIN EN ISO9001:2000 nach Anhang V MP-Richtlinie 93/42/EWG

CopraTi-5 Titan-Fräsrohlinge Grade 5

ist ein Fräsblank aus einer hochwertigen Titanlegierung (Grade 5) mit extra hohen Bruch- und Härtewerten für Kronen- und Brückenersatz im Front- und Seitenzahnbereich, sowie Implantat- und Stegkonstruktionen. Es können alle handelsüblichen Aufbrennkeramiken für Titan verwendet werden.

CopraTi-5 ist biokompatibel und entspricht den Normen:
DIN ISO 5832-3 Herstellung und Prüfung gemäß
DIN EN ISO 13485 / DIN EN ISO 9001:2000
nach Anhang V MP-Richtlinie 93/42/EWG

